

März 2018

20

Mär

## Behandlung: MET-Videofilm



**AmpliVet®**  
**synchro3.0**

Ein Allrounder in der Elektrotherapie  
25 Jahre Erfahrung praxisnah entwickelt und umgesetzt



- ✓ Zur Prävention
- ✓ Zur Schmerztherapie
- ✓ Zur Muskelstärkung oder -lockerung
- ✓ Zur Leistungssteigerung
  
- ✓ Leichte Bedienung
- ✓ vorprogrammierte Programme
- ✓ Möglichkeit der freien Programmierung
- ✓ Gewebestromflussanzeige zur genauen Dosierung
- ✓ Trägerwelle von 2-10 khz einstellbar
- ✓ Mobil durch leistungsstarken Akku
- ✓ Service Hotline per Telefon, Email oder Facebook

Bildquelle: mit freundlicher Genehmigung von Amplivet.eu



Ein Allrounder in der Elektrotherapie  
25 Jahre Erfahrung praxisnah entwickelt und umgesetzt

**AmpliVet®**  
synchro3.0



- ✓ Zur Prävention
- ✓ Zur Schmerztherapie
- ✓ Zur Muskelstärkung oder -lockerung
- ✓ Zur Leistungssteigerung
  
- ✓ Leichte Bedienung
- ✓ vorprogrammierte Programme
- ✓ Möglichkeit der freien Programmierung
- ✓ Gewebestromflussanzeige zur genauen Dosierung
- ✓ Trägerwelle von 2-10 khz einstellbar
- ✓ Mobil durch leistungsstarken Akku
- ✓ Service Hotline per Telefon, Email oder Facebook

Bildquelle: mit freundlicher Genehmigung von Amplivet.eu

## Was ist eigentlich dieses MET?

Dieser [Videofilm](#) zeigt hervorragend, wie das Amplivet funktioniert und wie vielfältig es eingesetzt werden kann.